




MED/LABO/LABEX-288/ BL-300 ab SN 25960

Maßangaben



Ausschnitt im Blech
für Kunststoffblende
639,5mm x 62,4mm



Bei Einbau beachten:

Luftdurchgang oben:

ohne KM-Ventilator: mind. 350 cm²

mit KM-Ventilator: mind. 200 cm²

Luftdurchgang am Boden zwischen den
Stellfüßen darf nicht verdeckt werden.

Die mit umrandeten Maße
geben die nutzbare Breite / Tiefe / Höhe an.