



Unsere neue FROSTER-Generation

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Unsere KIRSCH-Gefrierschränke überzeugen durch ihre robuste Bauweise und moderne technische Ausstattung. Sie sind nahezu wartungsfrei und werden in hochwertiger Serienfertigung hergestellt.

Dank umweltfreundlicher Kältemittel mit sehr niedrigem GWP sind sie F-Gase-konform. So reduzieren sie den CO₂-Fußabdruck, erhöhen die Planungssicherheit und ermöglichen zugleich einen energieeffizienten Betrieb mit stabilen Lagertemperaturen.

Vorteile auf einen Blick

- Umweltfreundliches Kältemittel
- Bessere Temperaturstabilität, auch in der Abtauphase
- Qualifizierbar
- Reduzierter Energieverbrauch
- Optimierte geregelte Luftführung.

Unsere Blutplasma-Froster sind auf –32 °C voreingestellt und für den sicheren Einsatz im medizinischen Umfeld ausgelegt. Sie sind MDR-zertifizierte Medizinprodukte (EU 2017/745), erfüllen die DIN 13277 und werden bei KIRSCH unter einem ISO-13485-zertifizierten Qualitätsmanagement entwickelt und gefertigt.

[Blutplasma-Froster](#)

Unsere Labor-Gefrierschränke bieten höchste Lagersicherheit und erfüllen zudem die DIN 13277. Der Temperaturbereich lässt sich, je nach Modell auf maximal -25 °C oder -30 °C einstellen.

[Labor-Gefrierschränke](#)

Unsere LABEX®-Gefrierschränke sind eigensicher konstruiert und verfügen über einen explosionsgeschützten Innenraum. Alle eingesetzten Bauteile sind speziell für den Einsatz in Explosionsschutz-Zone 2 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU zugelassen. Der Temperaturbereich lässt sich je nach Bedarf von -15 °C bis -30 °C einstellen.

Explosionsgeschützte Gefrierschränke

Der Medikamenten-Gefrierschrank FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE ist ideal für den Einbau in Möbel geeignet und gewährleistet auch bei integrierter Aufstellung eine hohe Kühlleistung.

Mit einem Nutzinhalt von 95 Litern und einem einstellbaren Temperaturbereich von -5 °C bis -25 °C bietet er optimale Bedingungen für medizinische Einrichtungen.

Medikamenten-Gefrierschränke

Unser Sales Team hilft Ihnen gerne weiter



Michael Albecker

Vertriebsleiter

0781-9227 232

michael.albecker@kirsch-medical.de



Peter Litterst

Key Account

0781-9227 260

peter.litterst@kirsch-medical.de



Mario Muser

Key Account

0781-9227 217

mario.muser@kirsch-medical.de

Folgen Sie uns auf LinkedIn



Philipp Kirsch GmbH

Im Lossenfeld 14, 77731, Willstätt-Sand

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versendet.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie Kunde bei uns sind.

[Abbestellen](#)

[AGB](#) [Datenschutz](#) [Impressum](#)